

Medicina somatica acuta – Registro delle protesi SIRIS anca e ginocchio

→ [Informazioni sulla misurazione](#)

Metodo di misurazione: registro delle protesi per anca e ginocchio (sistema di salvaguardia della qualità)

Indicatore: tassi di revisione a due anni delle protesi totali di anca e ginocchio in caso di artrosi primaria

Fattori da considerare al momento di interpretare i risultati

- **Rilevamento dei dati:** il Registro non fornisce (ancora) informazioni sul risultato della cura (p.es. funzionalità dell'articolazione, mobilità, grado di dolore).
- **Aggiustamento secondo il rischio:** i fattori principali seguenti influenzano il risultato di una protesi: le capacità e l'esperienza del chirurgo, il design, il materiale e il fissaggio della protesi, le caratteristiche (p.es. età, sesso, indice di massa corporea, patologie di base) e il livello di attività del paziente. Non tutti questi fattori possono essere considerati nell'aggiustamento secondo il rischio.
- **Qualità dei dati:** benché la qualità dei dati venga verificata regolarmente, non si può escludere che essa sia insufficiente e che distorca quindi i risultati.
- **Confronto pluriennale:** l'analisi dei dati si concentra sui cosiddetti tassi di revisione a due anni. Essi indicano la percentuale di operazioni successive (revisioni) entro due anni dal primo impianto e vengono calcolati per determinati intervalli di tempo. L'ANQ pubblica annualmente i tassi di revisione a due anni aggiustati secondo il rischio per le protesi totali di anca e ginocchio in caso di artrosi primaria.